

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-deluxe-z-miekkim-naramiennikiem-p-1764.html>



Temblak DELUXE z miękkim naramiennikiem

Numer katalogowy

SP-2198

Producent

Special

Opis produktu

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej tkaniny w opatentowanej technologii **POLIYOU**.

Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny

Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomienia kończyny górnej, a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego.

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania rzep oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

S: 60,0 - 75,0 cm,

M: 76,0 - 91,0 cm,

L: 92,0 - 107,0 cm,

XL: powyżej 107,0 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL