

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-deluxe-z-miekkim-naramiennikiem-p-1764.html>



## Temblak DELUXE z miękkim naramiennikiem

Numer katalogowy

**SP-2198**

Producent

**Special**

### Opis produktu

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej tkaniny w opatentowanej technologii **POLIYOU**.

Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny

Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomienia kończyny górnej, a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego.

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania rzep oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

#### **Rozmiary:**

(mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

**S:** 60,0 - 75,0 cm,

**M:** 76,0 - 91,0 cm,

**L:** 92,0 - 107,0 cm,

**XL:** powyżej 107,0 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL