

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:38

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-granatowy-3087-p-7640.html>



## Temblak granatowy - 3087

Numer katalogowy	<b>3087</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **3087 Temblak granatowy.**

Podtrzymuje rękę w zgiętej pozycji. Szeroki pas podtrzymujący zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru na całej długości pleców, a jednocześnie umożliwia regulację wysokości podtrzymania.

**Numer katalogowy:**3087.

**Rozmiar** (długość przedramienia):

**S** 25,4 cm - 29,2 cm

**M** 29,5 cm - 36,8 cm

**L** 37,2 cm - 43,2 cm

**XL** 43,5 cm - 48,3 cm.

Temblaki należy dobierać przez przymierzenie.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL