

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-konczyny-gornej-t-01-p-7739.html>



Temblak kończyny górnej T-01

Numer katalogowy **9967**

Producent **Neox**

Opis produktu

Temblak wykonany jest z siatkowej tkaniny, która zapewnia cyrkulację powietrza. Jego zadaniem jest częściowe unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny. Polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomienia kończyny górnej po zdjęciu opatrunku gipsowego oraz jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu.

Dostępne rozmiary (długość przedramienia od łokcia do końca małego palca):

S 22 - 25 **M** 25 - 30 **L** 30 - 36 **XL** 36 - 42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL