

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-przewiewny-3289-p-7642.html>



## Temblak przewiewny - 3289

Numer katalogowy **3289**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **3289 Temblak przewiewny.**

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach. Służyć może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie. Przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczególnie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala utrzymać rękę w prawidłowej pozycji.

**Numer katalogowy:** 3289.

**Rozmiar** (długość przedramienia):

**S** 23,5 cm - 25,4 cm

**M** 25,7 cm - 30,5 cm

**L** 30,8 cm - 35,6 cm

**XL** 35,9 cm - 40,6 cm.

Temblaki należy dobierać przez przymierzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL