

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-przewiewny-3289-p-7642.html>



Temblak przewiewny - 3289

Numer katalogowy **3289**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3289 Temblak przewiewny.

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach. Służyć może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie. Przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczególnie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala utrzymać rękę w prawidłowej pozycji.

Numer katalogowy: 3289.

Rozmiar (długość przedramienia):

S 23,5 cm - 25,4 cm

M 25,7 cm - 30,5 cm

L 30,8 cm - 35,6 cm

XL 35,9 cm - 40,6 cm.

Temblaki należy dobierać przez przymierzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL