

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-siatkowy-deluxe-z-miekkim-naramiennikiem-p-1765.html>



## Temblak siatkowy DELUXE z miękkim naramiennikiem

Numer katalogowy **SP-2199**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z wytrzymałej, innowacyjnej siatkowej tkaniny.

Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny

Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomienia kończyny górnej, a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Szczególnie polecany w upalne dni

Dzięki zastosowaniu materiału siatkowego temblak zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza.

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania na rzep oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

#### **Rozmiary:**

(mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

**S:** 60,0 - 75,0 cm,

**M:** 76,0 - 91,0 cm,

**L:** 92,0 - 107,0 cm,

**XL:** powyżej 107,0 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL