
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-siatkowy-p-3530.html>

Temblak siatkowy



Numer katalogowy	1508
Producent	Thuasne

Opis produktu

Temblak Access wykonany jest z mocnego materiału z otworami (siatka). Starannie obszyte brzegi dodatkowo wzmacniają produkt. Zapięcie na rzep ułatwia zakładanie oraz dopasowanie produktu. Dodatkowo regulowana pianka ochronna zapewnia wygodę w okolicy barku i szyi.

Dzięki unieruchomieniu kończyny następuje złagodzenie bólu oraz przyspieszenie leczenia.

Materiał skład: 100% poliester

Wskazania / przeciwwskazania

- unieruchomienie przeciwbólowe ramienia i przedramienia (w następstwie urazów)
- podtrzymanie kończyny górnej przy zastosowaniu opatrunku gipsowego i/lub po zdjęciu gipsu.

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Kolor: czarny