

# Temblak uniwersalny

Numer katalogowy **PHAG01**

Producent **Qmed**



## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE

Temblak uniwersalny marki Qmed pharma przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji. temblak jest lekki i nie wywołuje uczucia dyskomfortu.

### CECHY PRODUKTU

- temblak podtrzymuje ramię w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych,
- pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji.

### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	xl
Długość przedramienia (cm)	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 -40

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL