


Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-z-miekkim-naramiennikiem-p-1763.html>



Temblak z miękkim naramiennikiem

Numer katalogowy **SP-2187**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z wytrzymałej tkaniny w opatentowanej technologii **POLIYOU**, z miękkim naramiennikiem oraz z regulowaną długością „ramienia”

- Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny
- Szczególnie polecany przy konieczności podtrzymania i unieruchomieniu kończyny górnej a w szczególności po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Dzięki zastosowaniu regulacji długości naramiennika istnieje możliwość podtrzymania kończyny na właściwej wysokości. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć długość przedramienia)

S: 27,0-32,0 cm,

M: 33,0-39,0 cm,

L: 40,0-45,0 cm,

XL: 46,0-52,0 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Temblaka nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL