

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-z-mocowaniem-wokol-pasa-3187-p-7641.html>



Temblak z mocowaniem wokół pasa - 3187

Numer katalogowy **3187**

Producent **Oppo**

Opis produktu

3187 Temblak z mocowaniem wokół pasa.

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach. Służyć może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie. Dodatkowa opaska wokół ciała unieruchamia całkowicie rękę w pozycji przy pasie.

Numer katalogowy: 3187.

Rozmiar (długość przedramienia):

S 25,4cm - 29,2cm

M 29,5cm - 36,8cm

L 37,2cm - 43,2cm

XL 43,5cm - 48,3cm.

Temblaki należy dobierać przez przymierzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL