

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-bed-normal-60x90-cm-podklady-30-sztuk-p-3508.html>



TENA Bed Normal 60x90 cm, podkłady, 30 sztuk

Numer katalogowy **770038**

Producent **Tena**

Opis produktu

Podkłady TENA Bed Normal wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami. Podkład TENA Bed Normal ma powierzchnię wielkości 60x90 cm.

Dodatkowe informacje:

TENA Bed Normal jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy:

- Przepiękanie i incydentalne nietrzymanie moczu
- Realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)
- Realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie)
- Położnictwo TENA Bed Normal to dwuczęściowy, gładki podkład chłonny. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz.

Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt.

Wskazania:

- Incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo

Instrukcja korzystania:

1. Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
2. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim
3. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

Podkład TENA Bed Normal dostępny jest również w opakowaniu 5 sztuk.

***Produkt jest refundowany**