

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-bed-plus-60x60-cm-podklady-30-sztuk-p-3510.html>



## TENA Bed Plus 60x60 cm, podkłady, 30 sztuk

Numer katalogowy **770100**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Podkłady TENA Bed Plus 60x60 cm 30szt. wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Bed Plus jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy:

- Przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu
- Realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)
- Realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie)
- Położnictwo TENA Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny. Specjalny system mikrokanalików pozwala na szybsze rozrowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz moczu. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt.
- Doskonałe zabezpieczenie – system mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni przed zabrudzeniem prześcieradła lub materaca
- Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu - dzięki zawartości superabsorbentu
- Komfort użytkowania – dzięki delikatnej, miękkiej powłoce ochronnej

#### Wskazania:

- Incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo

#### Instrukcja korzystania:

1. Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
2. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim
3. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

Podkład TENA Bed Plus 60x60 cm dostępny jest również w opakowaniu 5 sztuk.

#### \*Produkt jest refundowany