

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-fix-m-70-90-cm-majtki-elastyczne-5-sztuk-p-3504.html>



## TENA Fix M (70-90 cm), majtki elastyczne, 5 sztuk

Numer katalogowy **754024**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Fix M to wielokrotnego użytku majtki elastyczne w rozmiarze 70-90 cm podtrzymujące wkład chłonny.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Fix to wielokrotnego użytku majtki elastyczne podtrzymujące wkład chłonny.

- Uzupelnienie dwuczęściowego systemu zabezpieczenia z TENA Comfort
- Można je wielokrotnie prać bez deformacji
- Do wielokrotnego użytku

#### Wskazania:

- Dla osób z nietrzymaniem moczu korzystających z pieluch antomicznych, np. TENA Comfort.

#### Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki elastyczne TENA Fix do połowy uda.
2. Umieść pieluchę anatomiczną między nogami, na majtkach elastycznych.
3. Podciągnij majtki elastyczne z pieluchą anatomiczną na wysokość krocza.
4. Po wykorzystaniu wyrzuć pieluchę anatomiczną do kosza na śmieci. Majtki elastyczne TENA Fix nadają się do ponownego użycia.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Fix dostępne są również w rozmiarach: L i XL. Wybierz majtki elastyczne dopasowane do Twoich potrzeb.