

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-fix-xl-95-130-cm-majtki-elastyczne-5-sztuk-p-3506.html>



## TENA Fix XL (95-130 cm), majtki elastyczne, 5 sztuk

Numer katalogowy **754026**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Fix XL to wielokrotnego użytku majtki elastyczne w rozmiarze 95-130 cm podtrzymujące wkład chłonny.

#### **Dodatkowe informacje:**

TENA Fix to wielokrotnego użytku majtki elastyczne podtrzymujące wkład chłonny.

- Uzupelnienie dwuczęściowego systemu zabezpieczenia z TENA Comfort
- Można je wielokrotnie prać bez deformacji
- Do wielokrotnego użytku

#### **Wskazania:**

- Dla osób z nietrzymaniem moczu korzystających z pieluch antomicznych, np. TENA Comfort.

#### **Instrukcja korzystania:**

1. Włóż majtki elastyczne TENA Fix do połowy uda.
2. Umieść pieluchę anatomiczną między nogami, na majtkach elastycznych.
3. Podciągnij majtki elastyczne z pieluchą anatomiczną na wysokość krocza.
4. Po wykorzystaniu wyrzuć pieluchę anatomiczną do kosza na śmieci. Majtki elastyczne TENA Fix nadają się do ponownego użycia.

#### **Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:**

TENA Fix dostępne są również w rozmiarach: M i L. Wybierz majtki elastyczne dopasowane do Twoich potrzeb.