

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-flex-plus-medium-pieluchomajtki-30-sztuk-p-3489.html>



## TENA Flex Plus Medium, pieluchomajtki, 30 sztuk

Numer katalogowy	<b>723230</b>
Producent	<b>Tena</b>

### Opis produktu

Pieluchomajtki z pasem mocującym TENA Flex to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Pieluchomajtki z pasem, pozwalają na łatwiejsze i wygodniejsze zmienianie oraz umożliwiają wygodne, dyskretne dopasowanie. TENA Flex Plus mają anatomiczny kształt i zapewniają barierę ochronną przed przeciekaniem dzięki podwójnym wkładom chłonnym.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Flex to pieluchomajtki z pasem mocującym, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

- Pas Superfit pozwala na łatwe i szybkie zmienianie pieluchy. Wystarczy zapiąć pas wokół talii i przymocować przód wkładu anatomicznego do pasa.
  - TENA Flex mają w pełni oddychający materiał zewnętrzny, który pozwala na obieg powietrza.
  - Szybka absorpcja płynów i wsad o dużej chłonności zapewniają długotrwałą suchość
  - Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
  - Większe bezpieczeństwo w każdej pozycji - siedzącej, leżącej, stojącej = dzięki wewnętrznym barierkom ochronnym
- TENA Flex to pieluchomajtki z pasem mocującym, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

#### Wskazania:

- Pieluchomajtki z pasem mocującym dla osób leżących lub niesamodzielnych ze średnim lub ciężkim stopniem nietrzymania moczu, o obwodzie w pasie: 71-102 cm.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Flex Plus dostępne są również w rozmiarach: S, L, XL oraz w wariantach o wyższych poziomach chłonności: TENA Flex Super i TENA Flex Maxi.

**\*Produkt jest refundowany**