

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-flex-super-extra-large-pieluchomajtki-30-sztuk-p-3495.html>



TENA Flex Super Extra Large, pieluchomajtki, 30 sztuk

Numer katalogowy **724430**

Producent **Tena**

Opis produktu

Pieluchomajtki z pasem mocującym TENA Flex to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Pieluchomajtki z pasem, pozwalają na łatwiejsze i wygodniejsze zmienianie oraz umożliwiają wygodne, dyskretne dopasowanie. TENA Flex Plus mają anatomiczny kształt i zapewniają barierę ochronną przed przeciekaniem dzięki podwójnym wkładom chłonnym.

Dodatkowe informacje:

TENA Flex to pieluchomajtki z pasem mocującym, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

- Pas Superfit pozwala na łatwe i szybkie zmienianie pieluchy. Wystarczy zapiąć pas wokół talii i przymocować przód wkładu anatomicznego do pasa.
 - TENA Flex mają w pełni oddychający materiał zewnętrzny, który pozwala na obieg powietrza.
 - Szybka absorpcja płynów i wsad o dużej chłonności zapewniają długotrwałą suchość
 - Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
 - Większe bezpieczeństwo w każdej pozycji - siedzącej, leżącej, stojącej = dzięki wewnętrznym barierkom ochronnym
- TENA Flex to pieluchomajtki z pasem mocującym, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

Wskazania:

- Pieluchomajtki z pasem mocującym dla osób leżących lub niesamodzielnych ze średnim lub ciężkim stopniem nietrzymania moczu, o obwodzie w pasie: 105-153 cm.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Flex Super dostępne są również w rozmiarach: S, M, L oraz w wariantach o niższym i wyższym poziomie chłonności: TENA Flex Plus i TENA Flex Maxi.

***Produkt jest refundowany**