

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-extra-otc-edition-specjalistyczne-podpaski-10-sztuk-p-3441.html>



## TENA Lady Extra OTC Edition, specjalistyczne podpaski, 10 sztuk

Numer katalogowy **760511**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Specjalistyczne, miękkie wkłady o anatomicznym kształcie. Są wygodne i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dużej chłonności. Zapewniają natychmiastową suchość i wysoki komfort. Doskonale dopasowanie, chłonność i dyskrecja. TENA Lady mają kształt, który zapewnia doskonałe wchłanianie i zapobiega przeciekaniu. Doskonale dopasowanie i ochrona. Większa pewność dzięki systemowi Fresh Odour Control, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Dzięki elastycznym gumkom na krawędziach specjalistyczne podpaski TENA Lady dopasowują się do kształtu ciała. TENA Lady zapewniają swobodę poruszania bez niepokojenia się o przeciekanie.

#### Dodatkowe informacje:

- chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry • chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek

#### Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 4/8.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Mini Plus,
- Normal,
- Extra Plus,
- Maxi,
- Maxi Night,
- Super