

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-extra-plus-specjalistyczne-podpaski-16-sztuk-p-3443.html>



## TENA Lady Extra Plus, specjalistyczne podpaski, 16 sztuk

Numer katalogowy **760602**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Lady Extra Plus ze strefą InstaDRY zapewniającą szybkie wchłanianie dają pewność i poczucie bezpieczeństwa. Specjalistyczne podpaski, które zapewniają suchość i wygodę. Błyskawicznie wchłaniają płyn i wiążą go wewnątrz, co daje pewność i uczucie komfortu. Specjalistyczne podpaski TENA Lady mają system Fresh Odour Control z unikalnymi mikroperełkami, które zamykają płyn i chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Dzięki TENA będziesz czuć się świeżo i pewnie. Wsad Dry Fast Core skutecznie izoluje wilgoć wewnątrz podpaski.

#### Dodatkowe informacje:

- chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry • chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek

#### Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 5/8.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Mini Plus,
- Normal,
- Extra,
- Maxi,
- Maxi Night,
- Super