

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-maxi-night-specjalistyczne-podpaski-12-sztuk-p-3445.html>



## TENA Lady Maxi Night, specjalistyczne podpaski, 12 sztuk

Numer katalogowy **760922**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Lady Maxi Night zostały stworzone z myślą o komforcie kobiet podczas snu. Dzięki podwójnej strefie chłonnej i doskonałemu dopasowaniu do ciała zapewniają całonocną ochronę i wygodę. Dodatkową ochronę przed przeciekaniem zapewniają elastyczne falbanki po bokach i poszerzona część tylna.

#### Dodatkowe informacje:

- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabście miękkie i delikatne dla skóry
- poszerzona część tylna, dla lepszej ochrony w nocy
- chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu

#### Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 6/8.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Mini Plus,
- Normal,
- Extra,
- Extra Plus,
- Maxi,
- Super