

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-normal-specjalistyczne-podpaski-30-sztuk-p-3440.html>

## TENA Lady Normal, specjalistyczne podpaski, 30 sztuk



Numer katalogowy **760476**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Miękkie specjalistyczne podpaski o anatomicznym kształcie. Równie dyskretne co podpaski higieniczne, ale dużo bardziej chłonne. Zapewniają natychmiastową suchość i komfort. Doskonałe dopasowanie, chłonność i dyskrecja. Większa pewność dzięki systemowi Fresh Odour Control, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Dopasowują się do kształtu ciała.

#### Dodatkowe informacje:

- chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry • chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek

#### Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 3/8.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Mini Plus,
- Extra,
- Extra Plus,
- Maxi,
- Maxi Night,
- Super