

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-slim-mini-plus-wings-specjalistyczne-podpaski-16-sztuk-p-3436.html>



TENA Lady Slim Mini Plus Wings, specjalistyczne podpaski, 16 sztuk

Numer katalogowy **762306**

Producent **Tena**

Opis produktu

Superdyskretne, specjalistyczne podpaski polecane do codziennego stosowania w lekkim stopniu nietrzymania moczu. Cienkie jak nowoczesne podpaski, ale dużo bardziej chłonne. Dodatkowo posiadają unikalny system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, a ich powierzchnia pozostaje sucha.

Dodatkowe informacje:

- nowość, superdyskretna wersja Slim
- chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry
- nowość, superdyskretna wersja Slim

Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 2,5/8.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Normal,
- Extra,
- Extra Plus,
- Maxi,
- Maxi Night,
- Super