

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-slim-mini-specjalistyczne-podpaski-20-sztuk-p-3433.html>



## TENA Lady Slim Mini, specjalistyczne podpaski, 20 sztuk

Numer katalogowy **760256**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Superdyskretne, specjalistyczne podpaski polecane do codziennego stosowania w lekkim stopniu nietrzymania moczu. Cienkie jak nowoczesne podpaski, ale dużo bardziej chłonne. Dodatkowo posiadają unikalny system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, a ich powierzchnia pozostaje sucha.

#### Dodatkowe informacje:

- nowość, superdyskretna wersja Slim
- chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperłki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry • nowość, superdyskretna wersja Slim

#### Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 2/8

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Normal,
- Extra,
- Maxi,
- Maxi Night

Dostępne również w opakowaniu 10 sztuk.