

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-super-specjalistyczne-podpaski-30-sztuk-p-3446.html>



TENA Lady Super, specjalistyczne podpaski, 30 sztuk

Numer katalogowy **761703**

Producent **Tena**

Opis produktu

TENA Lady Super dzięki większej powierzchni zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa. Dają poczucie świeżości na cały dzień. Specjalistyczne podpaski TENA Lady z systemem Odour Control zmniejszają ryzyko wystąpienia nieprzyjemnego zapachu amoniaku, zapewniając większą dyskrecję i poczucie godności. Wsad Dry Fast Core zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed przeciekaniem. Specjalistyczna podpaska zawiera superchłonne mikrogranulki, które zatrzymują i izolują mocz. TENA Lady dają Ci pewność i komfort. Zewnętrzny materiał jest delikatny dla skóry.

Dodatkowe informacje:

- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry
- chłonność specjalistycznych podasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości

Wskazania:

- Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 5/8.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Ultra Mini,
- Mini,
- Mini Plus,
- Normal,
- Extra,
- Extra Plus,
- Maxi,
- Maxi Night