

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-lady-ultra-mini-specjalistyczne-wkladki-28-sztuk-p-3431.html>



TENA Lady Ultra Mini, specjalistyczne wkładki, 28 sztuk

Numer katalogowy **761130**

Producent **Tena**

Opis produktu

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Ultra Mini polecane do codziennego stosowania w lekkim stopniu nietrzymania moczu. Mają tylko 3mm grubości. Są tak małe i dyskretne jak zwykłe wkładki higieniczne, ale kilka razy bardziej chłonne. Dodatkowo zapewniają uczucie suchości, a system zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Dostępne w różnych rozmiarach i chłonnościach.

Dodatkowe informacje:

- chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperłki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry • chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek

Wskazania:

- Odpowiednie dla kobiet z bardzo lekkim stopniem nietrzymania moczu. Poziom chłonności: 1/8.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Lady - Mini,
- Normal,
- Extra,
- Maxi,
- Maxi Night,
- Super

Dostępne również w opakowaniu 14 sztuk.