

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-men-extra-light-wklady-anatomiczne-14-sztuk-p-3447.html>



## TENA Men Extra Light, wkłady anatomiczne, 14 sztuk

Numer katalogowy **750403**

Producent **Tena**

### Opis produktu

TENA Men Extra Light powstały z myślą o komforcie i higienie mężczyzn z bardzo lekkim stopniem nietrzymania moczu. To superdyskretne wkłady o nowym, najniższym poziomie chłonności. Przyklejone do bielizny, utrzymują się na miejscu i gwarantują komfort użytkowania. Ich unikalny, czarny kolor, tylko 3 mm grubości oraz pojedyncze pakowanie zapewniają pełną dyskrecję.

#### Dodatkowe informacje:

- przyklejane do bielizny
- tylko 3 mm grubości i dyskretny, czarny kolor
- kształt stworzony z myślą o anatomii męskiego ciała
- absorbent zamyka mocz wewnątrz wkładu, pozostawiając powierzchnię suchą nawet przy dużej ilości płynu
- unikalny Odour Control™ chroni przed nieprzyjemnym zapachem i zapewnia uczucie świeżości
- elastyczne gumki na brzegach chronią przed przeciekaniem, tworzą kubekowy kształt i zapewniają idealne dopasowanie do ciała
- pojedynczo pakowane by zapewnić pełną dyskrecję użytkowania

#### Wskazania:

- Odpowiednie dla mężczyzn z kropelkowym nietrzymaniem moczu. Poziom chłonności: 1/8.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Men Light,
- TENA Men Medium,
- TENA Men Super