

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-men-super-wklady-anatomiczne-20-sztuk-p-3450.html>



TENA Men Super, wkłady anatomiczne, 20 sztuk

Numer katalogowy **750858**

Producent **Tena**

Opis produktu

Ochrona średniego stopnia stworzona specjalnie dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu. Łatwe w użyciu - przyklejone do bielizny doskonale chronią, są dyskretne i utrzymują się na miejscu. Kubełkowy kształt zapewnia komfort, ochronę i dyskrecję. Odpowiednie do stosowania w ciągu nocy.

Dodatkowe informacje:

- przyklejane do bielizny
- kształt stworzony z myślą o anatomii męskiego ciała
- absorbent zamyka mocz wewnątrz wkładu, pozostawiając powierzchnię suchą nawet przy dużej ilości płynu
- unikalny Odour Control™ chroni przed nieprzyjemnym zapachem i zapewnia uczucie świeżości
- elastyczne gumki na brzegach chronią przed przeciekaniem, tworzą kubełkowy kształt i zapewniają idealne dopasowanie do ciała
- pojedynczo pakowane by zapewnić pełną dyskrecję użytkownika

Wskazania:

- Odpowiednie dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu. Poziomą chłonnością: 5/8.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

- TENA Men Extra Light,
- TENA Men Medium,
- TENA Men Light