

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-protective-sheet-210x80-cm-prześcieradlo-ochronne-100-sztuk-p-3513.html>



TENA Protective Sheet 210x80 cm, prześcieradło ochronne, 100 sztuk

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 774455 |
| Producent | Tena |

Opis produktu

Podkłady TENA Bed Plus 60x90 cm 30szt. wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami.

Dodatkowe informacje:

TENA Bed Plus jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy:

- Przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu
- Realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)
- Realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie)
- Położnictwo TENA Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny. Specjalny system mikrokanalików pozwala na szybsze rozprowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz moczu. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt.
- Doskonałe zabezpieczenie – system mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni przed zabrudzeniem prześcieradła lub materaca
- Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu - dzięki zawartości superabsorbentu
- Komfort użytkowania – dzięki delikatnej, miękkiej powłoce ochronnej

Wskazania:

- Incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo

Instrukcja korzystania:

1. Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
2. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim
3. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

Podkład TENA Bed Plus 60x90 cm dostępny jest również w opakowaniu 5 sztuk.

*Produkt jest refundowany