

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-protective-sheet-210x80-cm-prześcieradlo-ochronne-100-sztuk-p-3513.html>



TENA Protective Sheet 210x80 cm, prześcieradło ochronne, 100 sztuk

Numer katalogowy	774455
Producent	Tena

Opis produktu

Podkłady TENA Bed Plus 60x90 cm 30szt. wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami.

Dodatkowe informacje:

TENA Bed Plus jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy:

- Przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu
- Realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)
- Realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie)
- Położnictwo TENA Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny. Specjalny system mikrokanalików pozwala na szybsze rozrowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz moczu. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt.
- Doskonałe zabezpieczenie – system mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni przed zabrudzeniem prześcieradła lub materaca
- Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu - dzięki zawartości superabsorbentu
- Komfort użytkowania – dzięki delikatnej, miękkiej powłoce ochronnej

Wskazania:

- Incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo

Instrukcja korzystania:

1. Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
2. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim
3. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

Podkład TENA Bed Plus 60x90 cm dostępny jest również w opakowaniu 5 sztuk.

*Produkt jest refundowany