

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-slip-maxi-medium-pieluchomajtki-10-sztuk-p-3487.html>



## TENA Slip Maxi Medium, pieluchomajtki, 10 sztuk

Numer katalogowy **710910**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Pieluchomajtki TENA Slip Maxi to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w Ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniu moczu. TENA Slip przeznaczone są dla osób leżących lub niesamodzielnych. Pieluchomajtki TENA Slip są w pełni oddychające, utrzymują wilgotność skóry na naturalnym poziomie wspierając zdrowie skóry. TENA Slip są testowane dermatologicznie. Pieluchomajtki TENA Slip są wykonane z delikatnego i miękkiego materiału, który zapewnia komfort i zapobiega podrażnieniom. Posiadają szerokie przylepcorzępy wielokrotnego zapinania i odpinania. Dzięki systemom Feel Dry i Odour Neutralizer zapewniają suchość i neutralizują nieprzyjemny zapach. Dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonności, również w refundacji.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Slip to pieluchomajtki, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

- w pełni oddychające dla zdrowia skóry
- błyskawiczna suchość dzięki systemowi FeelDry
- ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
- wygodne zakładanie i poprawianie produktu dzięki szerokim przylepcorzępom wielokrotnego mocowania
- anatomiczny kształt produktu zapewnia idealne dopasowanie do ciała
- poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiemu poziomowi chłonności
- wskaźnik wilgotności pomaga sprawdzać poziom zużycia produktu

#### Wskazania:

- Pieluchomajtki dla osób leżących lub niesamodzielnych ze średnim lub ciężkim stopniem nietrzymania moczu, o obwodzie w pasie: 73-122 cm.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Slip Plus dostępne są również w rozmiarach: S, L oraz w wariantach o wyższych poziomach chłonności: TENA Slip Plus i TENA Slip Super.

**\*Produkt jest refundowany**