

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-slip-super-otc-edition-large-pieluchomajtki-10-sztuk-p-3484.html>



TENA Slip Super OTC Edition Large, pieluchomajtki, 10 sztuk

Numer katalogowy **711410**

Producent **Tena**

Opis produktu

Pieluchomajtki TENA Slip Super OTC Edition Large to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. TENA Slip przeznaczone są dla osób leżących lub niesamodzielnych. Pieluchomajtki TENA Slip są w pełni oddychające, utrzymują wilgotność skóry na naturalnym poziomie wspierając zdrowie skóry. TENA Slip są testowane dermatologicznie. Pieluchomajtki TENA Slip są wykonane z delikatnego i miękkiego materiału, który zapewnia komfort i zapobiega podrażnieniom. Posiadają szerokie przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania. Dzięki systemom Feel Dry i Odour Neutralizer zapewniają suchość i neutralizują nieprzyjemny zapach. Dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonności, również w refundacji.

Dodatkowe informacje:

TENA Slip to pieluchomajtki, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi.

- w pełni oddychające dla zdrowia skóry
- błyskawiczna suchość dzięki systemowi FeelDry
- ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
- wygodne zakładanie i poprawianie produktu dzięki szerokim przylepcorzepom wielokrotnego mocowania
- anatomiczny kształt produktu zapewnia idealne dopasowanie do ciała
- poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiemu poziomowi chłonności
- wskaźnik wilgotności pomaga sprawdzać poziom zużycia produktu

Wskazania:

- Pieluchomajtki dla osób leżących lub niesamodzielnych ze średnim lub ciężkim stopniem nietrzymania moczu, o obwodzie w pasie: 92-144 cm.

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Slip Super dostępne są również w rozmiarach: S, M oraz w wariantach o niższym oraz wyższym poziomie chłonności: TENA Slip Plus i TENA Slip Maxi.