

Link do produktu: <https://akmed.pl/tena-wash-glove-rekawica-myjaca-175-sztuk-p-3521.html>

TENA Wash Glove, rękawica myjąca, 175 sztuk



Numer katalogowy	740500
------------------	---------------

Producent	Tena
-----------	-------------

Opis produktu

Jednorazowe myjki w kształcie rękawicy TENA Wash Glove umożliwiają efektywne dbanie o skórę osób starszych w połączeniu z pianką lub kremem myjącym TENA.

Dodatkowe informacje:

Miękki i wytrzymały materiał łączy delikatność włókniny z wygodą użytkowania rękawicy. Jednorazowe myjki umożliwiają efektywne dbanie o skórę osób starszych w połączeniu z pianką lub kremem myjącym TENA. Idealne do mycia całego ciała w pozycji leżącej. Dla zapewnienia jeszcze większej higieny wewnątrz rękawicy chronione jest przez nieprzemakalną warstwę foliową.

Wskazania:

- delikatna pielęgnacja skóry osób starszych