

Link do produktu: <https://akmed.pl/tendon-strap-opaska-podrzepkowa/lokiec-tenisisty-p-3342.html>



Tendon Strap Opaska podrzepkowa/łokiec tenisisty

Numer katalogowy **90A7-6662A**

Producent **Bledsoe**

Opis produktu

- Uniwersalne zastosowanie kolano/łokiec
- unikalny materiał
- odprowadza wilgoć
- świetny komfort
- nie zaczepia się o ubranie
- silikonowa, profilowana pelota
- odciąża więzadło rzepki i prostowniki nadgarstka

Zastosowanie:

- Chondromalacja rzepki
- stany zapalne więzadła rzepki
- zapalenie łokcia tenisisty
- zapalenia łokcia golfisty
- inne stany zapalne więzadeł w obrębie łokcia i kolana

Tabela rozmiarów

| | |
|----|----------|
| XS | 30-33 cm |
| SM | 33-36 cm |
| MD | 36-38 cm |
| LG | 38-41 cm |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XS