

Link do produktu: <https://akmed.pl/termofor-sissel-cherry-23-x-26-cm-czerwone-serce-p-4753.html>

## Termofor SISSEL Cherry 23 x 26 cm (czerwone serce)



Numer katalogowy	<b>80842289</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>150.014</b>
Kolory:	<b>Czerwone serce (150.013)</b>

### Opis produktu

## Naturalny, rozgrzewający kompres z pestkami wiśni

Naturalny termofor bez potrzeby użycia gorącej wody – wypełniony utrzymującymi temperaturę pestkami wiśni. Wydzielane ciepło i kojący zapach wiśni uspokajają, rozgrzewają i ułatwiają zaśnięcie.

- Wykorzystuje znaną od dekad naturalną i domową metodę leczenia.
- Do wielokrotnego użytku.
- Błyskawicznie relaksuje i rozgrzewa.
- Nagrzewany w piekarniku lub kuchence mikrofalowej.
- W pełni naturalne wypełnienie – pestki wiśni (wysterylizowane, bez pyłu i kurzu).
- Przynosi ulgę w dolegliwościach (np. bólach pleców, skurczach żołądka, kolce) a ruch pestek wiśni zapewnia dodatkowo delikatny masaż.
- Źródło ciepła dla osób w każdym wieku, również niemowląt i małych dzieci (pod nadzorem dorosłych!).
- Wyposażony w poszewkę – 100% bawełny.
- Może być prany w temperaturze 30°C.
- Bezpieczny w użytkowaniu trwała poszewka zapobiega oparzeniom.
- Dostępny w trzech rozmiarach: średni (20 x 40 cm) i duży (23 x 26 cm) oraz w kształcie serca (ok. 21 x 21 cm).
- Dostępny w różnych kolorach: kompres w kształcie serca – w czerwonym, średnia – w niebieskim lub kolorowym (wzór wisienek) oraz duży – w niebieskim lub czerwonym.

### Wymiary:

**Szerokość 23 cm**

**Długość 26 cm**

### Kolor:

**Niebieski lub różnokolorowy (wzór wisienek).**

---

Kompres **SISSEL® Cherry** występuje w kilku rodzajach:

**1. Średni**

Wymiary: szer. 23 cm x dł. 26 cm.

Kolory: niebieski lub różnokolorowy (wzór wisienek).

**2. Duży**

Wymiary: szer. 20 cm x dł. 40 cm.

Kolory: niebieski lub czerwony.

**3. W kształcie serca**

Wymiary: ok. 21 cm x 21 cm.

Kolor: czerwony.