

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/termohigrometr-beurer-hm-16-p-4490.html>

## Termohigrometr BEURER HM 16



Numer katalogowy	<b>HM 16 AGITO</b>
Kod producenta	<b>HM 16 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125679156</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Termohigrometr do postawienia lub zawieszenia

Termohigrometr to urządzenie do pomiaru temperatury i względnej wilgotności powietrza.

HM 16 posiada łatwy w odczycie wyświetlacz z emotikonami:

:) = 20-25 stopni Celsjusza, 30%-60%, wilgotność (idealna wilgotność)

:/= każda temperatura, :( = każda temperatura, >60% wilgotność (duża wilgotność)

Dla wygody jest rozkładany stojak stołowy i zawieszka do montażu na ścianie.

Idealny do kontrolowania warunków panujących w pomieszczeniu.