

Link do produktu: <https://akmed.pl/termohigrometr-z-beurer-bluetooth-hm-55-p-4493.html>



Termohigrometr z BEURER BLUETOOTH HM 55

Numer katalogowy	HM 55
Kod producenta	HM 55
Kod EAN	4211125678050
Producent	Beurer

Opis produktu

Za pomocą nowego termohigrometru HM 55 w łatwy sposób można kontrolować klimat w pomieszczeniu, a nawet dokładnie go analizować przez dłuższy czas dzięki bezpłatnej aplikacji FreshRoom firmy BEURER

OPIS PRODUKTU:

- Wyświetlanie temperatury i wilgotności powietrza
- Szybki podgląd pomiarów: kolorowy wskaźnik klimatu w pomieszczeniu
- Mały i elegancki: idealny do dyskretnej kontroli klimatu pomieszczenia
- Z możliwą do pobrania bezpłatną aplikacją do długotrwałej analizy
- Wskaźnik aktualnej godziny, temperatury i względnej wilgotności powietrza
- Wskaźnik klimatu w pomieszczeniu z zastosowaniem kolorów: Zielony = dobra jakość powietrza w pomieszczeniu, Czerwony = zła jakość powietrza w pomieszczeniu
- Indywidualnie ustawiane wartości referencyjne
- Wskaźnik Multiroom: Za pomocą aplikacji można zarządzać kilkoma urządzeniami
- Wskaźnik zużycia baterii
- Możliwość przełączania °C/°F
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie 2 baterie AAA 1,5 V
- Wymiary: 32 x 32 x 76 mm
- Połączenie *Bluetooth* z aplikacją firmy Beurer
- Możliwość odczytu podstawowych informacji na urządzeniu. Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z aplikacją „beurer FreshRoom”
- Możliwość nieodpłatnego pobrania aplikacji „beurer FreshRoom”
- Kompatybilność od wersji iOS 8.0 i Android 4.4 z *Bluetooth* low energy technology