

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-babytemp-sanity-p-7149.html>



Termometr BABYTEMP SANITY

Numer katalogowy	6987
Producent	Sanity

Opis produktu

Termometr Baby Temp jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie termometrów w naszym asortymencie. Umożliwia szybki, bezdotykowy pomiar temperatury ciała oraz temperatury obiektów i otoczenia.

Higieniczny, szybki, poręczny aparat wyposażony został w wygodny czytelny wyświetlacz z efektem lupy, do łatwiejszego odczytu wyników. Wynik pomiaru przedstawiony jest na kolorowym wyświetlaczu. Wysokiej klasy termometr zapamiętuje badania, umożliwia długą pracę na jednym komplecie baterii.



Bezpieczeństwo:

1. Przed użyciem, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Uzyskanie dokładnego odczytu wymaga użycia właściwej techniki.
3. Jeśli podejrzewasz, że produkt jest uszkodzony skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
4. Nie rozbieraj termometru.
5. Przestrzegaj podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.