
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:32

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-beurer-ft-13-p-4492.html>

Termometr BEURER FT 13



Numer katalogowy	FT 13
Kod producenta	FT 13
Kod EAN	4211125791074
Producent	Beurer

Opis produktu

Termometr z elastyczną końcówką pomiarową

Termometr dotykowy do pomiaru temperatury. Czas trwania pomiaru ok 30 sekund. Kontaktowa technika pomiaru. Elastyczna końcówka.

WYRÓB MEDYCZNY