

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-bezdotykowy-p-2979.html>



Termometr bezdotykowy

Numer katalogowy **YHW-1**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- Lekki i poręczny
- Precyzyjny pomiar
- Dwa tryby pracy: temperatura ciała lub przedmiotów

Dane techniczne:

Wyświetlacz

LCD

Zakres pomiarów:

- Temperatura ciała
- Temperatura przedmiotów

32°C-43°C

0°C-60°C

Czas pomiaru

ok. 1s

Zasilanie

2×bateria AAA

Pamięć

do 20 pomiarów

Waga

80g (bez baterii)