

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:50

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-bezkontaktowy-microlife-nc-150-p-7803.html>



Termometr bezkontaktowy Microlife NC 150

Numer katalogowy	13572
Producent	Microlife

Opis produktu

Termometr elektroniczny NC 150 jest produktem wysokiej jakości, wytworzonym według najnowszej technologii i sprawdzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wyjątkowa technologia termometru zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury.

- Bezdotykowy pomiar temperatury
- Tryb skanowania
- Wielofunkcyjny
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD
- Technologia Silent Glow
- Sygnał dźwiękowy
- Alarm gorączki
- 30 pamięci wraz z datą i godziną pomiaru
- Automatyczne wyłączenie
- Łatwy w użyciu
- Testowany klinicznie