

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-bezkontaktowy-nc100-p-7804.html>



## Termometr bezkontaktowy NC100

Numer katalogowy	<b>13573</b>
Producent	<b>Microlife</b>

### Opis produktu

Termometr elektroniczny NC 100 jest produktem wysokiej jakości, wytworzonym według najnowszej technologii i sprawdzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wyjątkowa technologia termometru zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury.

Urządzenie przeprowadza samosprawdzenie po każdym uruchomieniu, aby zapewnić precyzyjny pomiar. Termometr NC 100 przeznaczony jest do regularnych pomiarów temperatury ludzkiego ciała. Może być używany przez osoby w każdym wieku.

Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu promieni IR pozwala na pomiary bez dotykania mierzonego obiektu. To gwarantuje bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund. Szeroki zakres pomiarowy oznacza, że można używać go do pomiaru temperatury ludzkiego ciała na skroni a także do sprawdzania temperatury powierzchni następujących substancji:

- mleka w butelce
- temperatury wody do kąpieli dla dziecka
- temperatury otoczenia

### Cechy produktu:

- Bezdotykowy pomiar temperatury
- Tryb skanowania
- Wielofunkcyjny
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD
- Technologia Silent Glow
- Sygnał dźwiękowy
- Alarm gorączki
- 30 pamięci
- Automatyczne wyłączenie
- Etui do transportu
- Łatwy w użyciu
- Testowany klinicznie

