
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-do-ucha-beurer-ft-58-p-4491.html>

Termometr do ucha BEURER FT 58



Numer katalogowy	FT 58
Kod producenta	FT 58
Kod EAN	4211125795337
Producent	Beurer

Opis produktu

Wyrób medyczny

Higieniczny i bezpieczny

Termometr do ucha został starannie zaprojektowany do dokładnych, bezpiecznych i szybkich pomiarów temperatury w uchu. Jest to nieinwazyjny termometr do ucha z detektorem podczerwieni służący do pomiaru temperatury ciała w kanale słuchowym dzieci i dorosłych. Pomiar jest higieniczny (jednorazowe kapturki) oraz bezpieczny, a wyniki zachowywane są w pamięci (10 miejsc).

Termometr mierzy również temperaturę przedmiotu i pomieszczenia.

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/wez-gleboki-oddech,103911.html>

Wyrób medyczny