

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-do-ucha-beurer-ft-78-p-4484.html>

## Termometr do ucha BEURER FT 78



Numer katalogowy	<b>FT 78 AGITO</b>
Kod producenta	<b>FT 78 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125795184</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Termometr do ucha został starannie zaprojektowany do dokładnych, bezpiecznych i szybkich pomiarów temperatury w uchu. Jest to nieinwazyjny termometr do ucha z detektorem podczerwieni służący do pomiaru temperatury ciała w kanale słuchowym dzieci i dorosłych. Pomiar jest higieniczny (jednorazowe kapturki) oraz bezpieczny, a wyniki zachowywane są w pamięci (9 miejsc).

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>