
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:34

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-ekspresowy-beurer-by-11-malpka-p-4480.html>

Termometr ekspresowy BEURER BY 11 MAŁPKA



Numer katalogowy	BY 11 MAŁPKA AGITO
Kod producenta	BY 11 MAŁPKA AGITO
Kod EAN	4211125950040
Producent	Beurer

Opis produktu

Elektroniczny termometr ekspresowy z czasem pomiaru ok. 10 sekund. Bardzo giętka końcówka pomiarowa. Nie zawiera rtęci ani szkła. Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz. Można dezynfekować. Wspaniały dla niemowląt i dzieci.

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>