

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-ekspresowy-beurer-by-11-piesek-p-4481.html>

## Termometr ekspresowy BEURER BY 11 PIESEK



Numer katalogowy	<b>BY 11 PIESEK AGITO</b>
Kod producenta	<b>BY 11 PIESEK AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125950064</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Elektroniczny termometr ekspresowy z czasem pomiaru ok. 10 sekund. Bardzo giętka końcówka pomiarowa. Nie zawiera rtęci ani szkła. Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz. Można dezynfekować. Wspaniały dla niemowląt i dzieci.

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>