

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-ekspresowy-z-elastyczna-koncowka-beurer-ft-151-p-4488.html>

Termometr ekspresowy z elastyczną końcówką BEURER FT 15/1



Numer katalogowy	FT 15 AGITO
Kod producenta	FT 15 AGITO
Kod EAN	4211125794101
Producent	Beurer

Opis produktu

Termometr z elastyczną końcówką pomiarową.

Termometr z elastyczną końcówką pomiarową. Kontaktowa technika pomiaru temperatury. Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund.

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/wez-gleboki-oddech,103911.html>