

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-elektroniczny-mt-16c2-p-7807.html>

Termometr elektroniczny MT 16C2



Numer katalogowy

13576

Producent

Microlife

Opis produktu

Termometr Microlife MT 16C2 jest urządzeniem medycznym służącym do pomiaru temperatury ciała.

Posiada wyświetlacz LCD, na którym pokazywana jest temperatura z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Urządzenie jest wodoszczelne. O gotowości do pracy oraz o zakończeniu pomiaru informuje sygnał dźwiękowy. Termometr zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru. Po zakończonym pomiarze, jeżeli nie zostanie wyłączony, następuje automatyczne wyłączenie w celu przedłużenia żywotności baterii. Termometr posiada wymienną baterię. O konieczności jej wymiany informuje graficzna ikona.

Termometr z 4-cyfrowym wyświetlaczem z 60 sekundowym czasem pomiaru. Może być stosowany jako termometr owulacyjny.

- Duży wyświetlacz,
- sygnał dźwiękowy,
- odporny na wodę,
- wymienna bateria,
- instrukcja obsługi,
- plastikowe etui,