

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:33

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-elektroniczny-rossmax-tg100-p-6167.html>

## Termometr elektroniczny ROSSMAX TG100

Numer katalogowy

**ROSSMAX TG100**

Producent

**ROSSMAX**

---



### Opis produktu

- Czas pomiaru 60 s
- Alarm gorączki
- Automatyczne wyłączenie
- Dwie skale pomiarowe °C / °F
- Wskaźnik słabej baterii
- Czytelny wyświetlacz
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Zakres pomiaru: 32.0 - 42.9 °C
- Samodiagnoza na wypadek awarii
- W zestawie plastikowe etui
- 5 LAT GWARANCJI