

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:45

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-elektroniczny-rossmax-tg380-p-6168.html>



Termometr elektroniczny ROSSMAX TG380

Numer katalogowy **ROSSMAX TG380**

Producent **ROSSMAX**

Opis produktu

- Szybki pomiar w 10 sekund
- Elastyczna końcówka
- Wodoodporny
- Alarm gorączki
- Automatyczne wyłączenie
- Dwie skale pomiarowe °C / °F
- Czytelny wyświetlacz
- Zakres pomiaru: 32.0 - 42.9 °C
- Wskaźnik słabej baterii
- Pamięć ostatniego pomiaru
- W zestawie plastikowe etui
- 5 LATA GWARANCJI