
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-lekarski-beurer-ft-091-bialy-p-4486.html>

Termometr lekarski BEURER FT 09/1 biały



Numer katalogowy	FT 09 BIAŁY AGITO
Kod producenta	FT 09 BIAŁY AGITO
Kod EAN	4211125791155
Producent	Beurer

Opis produktu

Kontaktowa technika pomiaru

Termometr lekarski, który nie zawiera ani rtęci ani szkła i jest wodoszczelny.

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>